

TiO₂Mesh™ TiO₂Mesh™ light

Rápido

Apoya la gestión del tiempo clínico Fácil de manejar.

Seguro

Reducción de la contracción y mejora de la incorporación del implante.

Efectivo

Crecimiento fibroblástico mejorado
Comportamiento biodinámico de deformación por tensión para una excelente adaptación de la malla.

Autofijable

La superficie hidrófila del implante apoya la manipulación intraoperatoria.

Rayas de orientación

Las franjas de orientación azules facilitan el posicionamiento intraoperatorio.

Poros dilatados

La gran estructura de poros favorece la visibilidad y la transparencia.

Corte con laser

Autofijación con puntas de fibra roma para reducir los micro traumatismos, la irritación y la penetración.

Características

- Carácter ligero con 32 g / m² presentación Tio₂Mesh Light con una superficie reactiva extremadamente baja. Y 47 g / m² Tio₂Mesh.
- Alta resistencia a la tracción con 50 N / cm.
- Es recortable en todas las direcciones.
- Manejo ideal en procedimientos laparoscópicos (por ejemplo, TAPP y TEP), IPOM y abiertos.
- Soluciones para el tratamiento de hernias inguinales, umbilicales y femorales.
- Es adecuada para todas las hernias ventrales.


Medidas



MFP101
6 x 9 cm
2.4" x 3.6"
3 pzas



MFP102
8 x 11 cm
3.2" x 4.4"
3 pzas



MFP103
10 x 12 cm
4" x 4.8"
3 pzas




MFP105
12 cm
4"
3 pzas



MFP111
10 x 15 cm
4" x 6"
3 pzas



MFP112
12 x 17 cm
4.8" x 6.8"
3 pzas



MFP121
15 x 15 cm
6" x 6"
3 pzas



MFP131
20 x 15 cm
8" x 6"
3 pzas



MFP132
20 x 15 cm
8" x 6"
1 pza



MFP141
30 x 30 cm
12" x 12"
1 pza

TiO₂Mesh™ BRA

Product	No.	Size	Units
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP511	13 x 19,5 cm	1 pcs
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP512	15 x 22 cm	1 pcs
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP513	17 x 23 cm	1 pcs
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP511	13 x 19,5 cm	1 pcs
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP512	15 x 22 cm	1 pcs
TiO ₂ Mesh™ BRA	MFP513	17 x 23 cm	1 pcs

Cirugía de mama
Innovador refuerzo de tejidos blandos en Cirugía de busto.



MFP333
6 x 13cm
2.4" x 5.1"
3 pzas

Parche de hernia de Lichtenstein

